DB33

浙 江 省 地 方 标 准

DB 33/T 918. 2-2014

血液信息系统基本建设规范 第2部分:血站信息系统基本数据集

Blood information system basic infrastructure specifications Part2: Blood bank information system basic dataset

2014 - 03 - 20 发布

2014 - 04 - 20 实施

目 次

前	言:		ΙI
1	范围	1	1
2	规范	[性引用文件	1
3	术语	和定义	1
4	数据	集元数据属性	1
5	数捷	元目录	2
		数据元属性	
	5. 2	数据元值域代码表	31

前 言

DB33/T 918《血液信息系统基本建设规范》拟分为以下部分:

- ——第1部分: 血站信息系统基本功能规范;
- ——第2部分: 血站信息系统基本数据集;
- ——第3部分: 临床用血信息系统基本功能规范;
- ——第4部分:临床用血信息系统基本数据集;
- ——第5部分:血液信息数据传输规范;

.

本部分为DB33/T 918的第2部分,本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由浙江省卫生和计划生育委员会提出并归口。

本部分主要起草单位:浙江省血液中心、浙江省卫生信息中心。

本部分主要起草人: 吕杭军、孔长虹、孟忠华、倪荣、裘君娜、居斌、徐烨彪、王翠娥、金立明、江涛、叶火杰。

血液信息系统基本建设规范 第2部分: 血站信息系统基本数据集

1 范围

DB33/T 918的本部分规定了血站信息系统基本数据集的内容范围和数据元及其值域代码。 本部分适用于血站信息系统开发、实施与应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2261.1 个人基本信息与分类代码 性别代码
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 6565 职业分类与代码
- GB 11643 公民身份号码
- WS 218 卫生机构(组织)分类代码表
- WS 364.3 卫生信息数据元值域代码 第3部分:人口学及社会经济学特征
- WS 364.9 卫生信息数据元值域代码第 9部分:实验室检查

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

血液信息系统 Blood information system

利用计算机、网络通信等信息技术对血液从采集到临床输注的全过程进行信息化管理和服务的信息系统。

3. 2

血站信息系统 Blood bank information system

利用计算机、网络通信等信息技术对血站在采供血和相关服务过程中产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总和分析,形成各种信息,为血站提供信息化管理和服务的信息系统。

4 数据集元数据属性

本数据集的元数据属性描述见表1。

表1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
	数据集名称	血站信息系统基本数据集
	数据集标识符	HDSC00. 01_V1. 0
長田	数据集发布方一单位名称	浙江省卫生和计划生育委员会
标识信息子集 	关键词	血站信息系统
	数据集语种	中文
	数据集分类-类目名称	卫生信息-卫生管理
	数据集摘要	血站信息系统的基本信息,主要包括献
		血者、血液、献血者屏蔽与解除屏蔽、
		献血者健康检查、血液采集、血液成分
山 索萨自乙隹		制备、血液检测、血液隔离与放行、质
内容信息子集		量控制、关键物料信息、统计报表等
	数据集特征数据元	献血者唯一识别号、献血者姓名、献血
		者身份证号码、献血者 ABO 血型、血液
		产品代码、血液采集识别码等

5 数据元目录

5.1 数据元属性

5.1.1 数据元公用属性

本数据集的数据元共用属性描述见表2。

表2 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
	版本	V1. 0
标识类	沙 III 和 杓	国家卫生标准委员会信息标准专业委
你以 关	注册机构	员会
	相关环境	卫生信息
关系类	分类模式	分类法
	主管机构	浙江省卫生信息中心
管理类	注册状态	标准状态
	提交机构	浙江省血液中心

5.1.2 数据元专用属性

5.1.2.1 献血者基本信息

献血者基本信息数据元专用属性描述见表 3。

表3 献血者基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 001	DE01. 00. 001. 00	献血者识别码	血站信息系统	S	N10	
			内部标识献血			
			者身份的唯一			
			编号			
HDSC00. 01. 002	DE01. 00. 002. 00	献血者姓名	献血者的姓氏	S	AN 50	
			和名称			
HDSC00. 01. 003	DE01. 00. 003. 00	献血者性别	标识献血者生	S	N1	GB/T 2261.1
			理性别的代码			
HDSC00. 01. 004	DE01. 00. 004. 00	献血者出生日	献血者出生当	D	D8	
		期	日的公元纪年			
			日期			
HDSC00. 01. 005	DE01. 00. 005. 00	献血者民族	标识献血者所	S	N2	GB/T 3304
			属民族的类别			
			代码			
HDSC00. 01. 006	DE01. 00. 006. 00	献血者国籍	标识献血者所	S	N 3	GB/T 2659
			属国籍的代码			
HDSC00. 01. 007	DE01. 00. 007. 00	献血者公民身	公民身份证件	S	AN 18	GB 11643
		份证号码	上唯一的、终			
			身不变的法定			
			标识符			
HDSC00. 01. 008	DE01. 00. 008. 00	献血者身份证	标识献血者身	S	N2	WS 364.3 表 1
		件类别	份证件类别的			CV02. 01. 101
			代码			身份证件类
						别代码表
HDSC00. 01. 009	DE01. 00. 009. 00	献血者其他身	献血者除公民	S	AN 18	
		份证件号码	身份证以外的			
			其他身份证件			
			的标识符			
HDSC00. 01. 010	DE01. 00. 010. 00	献血者职业	标识献血者从	S	AN3	GB/T 6565
			事职业的类别			
			代码			
HDSC00. 01. 011	DE01. 00. 011. 00	献血者文化程	标识献血者受	S	N2	GB/T 4658
		度	教育最高程度			
			的类别代码			
HDSC00. 01. 012	DE01. 00. 012. 00	献血者工作单	献血者工作单	S	AN 50	
		位	位的组织机构			
			名称			

表 3 献血者基本信息数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 014	DE01. 00. 014. 00	献血者通信地	献血者通信地	S	AN 50	
		址	址			
HDSC00. 01. 015	DE01. 00. 015. 00	献血者通信地	由阿拉伯数字	S	N6	
		址邮政编码	组成,用来表			
			示通讯地址对			
			应的邮局及其			
			投递区域的邮			
			政通信代号			
HDSC00. 01. 016	DE01. 00. 016. 00	献血者移动电	献血者联系移	S	AN 20	
		话	动电话的号码			
HDSC00. 01. 017	DE01. 00. 017. 00	献血者固定电	献血者联系固	S	AN 20	
		话	定电话的号			
			码,包括国际、			
			国内区号和分			
			机号			
HDSC00. 01. 018	DE01. 00. 018. 00	献血者电子邮	献血者的电子	S	AN 50	
		箱	邮箱名称			
HDSC00. 01. 019	DE01. 00. 019. 00	献血者其他联	献血者的其他	S	AN 100	
		系方式	联系方式			
HDSC00. 01. 020	DE01. 00. 020. 00	献血者 ABO 血	按照 ABO 血型	S	N1	WS364.9 表 5
		型	系统决定的献			CV04. 50. 005
			血者本人血型			ABO 血型代码
			类别代码			表
HDSC00. 01. 021	DE01. 00. 021. 00	献血者 ABO 亚	献血者的 ABO	S	AN 50	
		型	亚型			
HDSC00. 01. 022	DE01. 00. 022. 00	献血者 RhD 血	按照 RhD 血型	S	N1	1 RhD 阴性 2
		型	系统决定的献			RhD 阳性 3 不
			血者本人血型			详
			类别代码			
HDSC00. 01. 023	DE01. 00. 023. 00	献血者不规则	献血者的红细	S	AN 50	
		抗体	胞血型不规则			
			抗体			
HDSC00. 01. 024	DE01. 00. 024. 00	献血者献血屏	标识献血者的	S	N1	1 未屏蔽 2 永
125500.01.021	2201. 00. 021. 00	蔽状态	献血屏蔽状态		.11	久屏蔽 3 暂时
		IIIX IVOE	19/CHE//1 19X-1/C/EN			屏蔽
HDSC00. 01. 013	DE01. 00. 013. 00	献血者住址	献血者居住地	S	AN 50	7/1 IRA
1100000.01.010	2201. 00. 010. 00	19/71117-12 17-217	址	5	11100	

5.1.2.2 血液基本信息

血液基本信息数据元专用属性描述见表4。

表4 血液基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 025	DE02. 00. 001. 00	血液描述代码	描述血液类			
			别、保存液、			
			名义容量、存	S	AN5	
			储温度等属性			
			的代码			
HDSC00. 01. 026	DE02. 00. 002. 00	血液类别	对血液分类的	S	NO	血液类别代码
			描述	5	N2	表
HDSC00. 01. 027	DE02. 00. 003. 00	血液保存液	防止血液凝固	S	N2	血液保存液代
			或者维持血液			码表
			生物活性和生			
			理功能的物质			
			或溶液			
HDSC00. 01. 028	DE02. 00. 004. 00	血液名义容量	采集全血时采	S	N1	1 200m1 2
			血袋上标识的			300ml 3400ml
			公称容量			
HDSC00. 01. 029	DE02. 00. 005. 00	血液储存温度	血液储存的温	S	N2	血液储存温度
			度条件			代码表
HDSC00. 01. 030	DE02. 00. 006. 00	系统完整性属	描述了采集/	S	N1	1 密闭 2 开
		性	存储系统的微			放
			生物的完整性			
HDSC00. 01. 031	DE02. 00. 007. 00	辐照属性	使用射线对血	S	N1	1 未辐照 2 已
			液进行照射,			辐照
			使血液中的 T			
			淋巴细胞失去			
			活性			
HDSC00. 01. 032	DE02. 00. 008. 00	血液保存期	血液保存的时	S	N2	血液保存期代
			间期限			码表

5.1.2.3 献血者屏蔽与解除屏蔽

献血者屏蔽与解除屏蔽数据元专用属性描述见表5。

表5 献血者屏蔽与解除屏蔽数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 033	DE03. 00. 001. 00	献血者屏蔽献	标识献血者被	S	N1	1 献全血屏蔽
		血类别	屏蔽献血的类			2 献成分血屏
			别			蔽 3 献全血、
Images of ear	PP00 00 000 00	+1 1. +1 +1 15 +1	+10 / +2 - + + + + + + + + + + + + + + + + +	0	NO.	成分血均屏蔽
HDSC00. 01. 034	DE03. 00. 002. 00	献血者暂缓献	献血者被暂缓	S	N2	献血者暂缓献
		全血屏蔽原因	献全血的原因			血屏蔽原因代
HD0000 01 005	DE00 00 000 00	+1 -4 +2 +5 -50 +1	+1 4 女后河+1	D.W.	D#15	码表
HDSC00. 01. 035	DE03. 00. 003. 00	献血者暂缓献	献血者暂缓献	DT	DT15	
		全血截止期	全血的截止时			
HD0000 01 000	DE00 00 004 00	+1 -4 +2 +5 -50 +1	间	0	4 00	
HDSC00. 01. 036	DE03. 00. 004. 00	献血者暂缓献	对献血者进行	S	A 30	
		全血屏蔽操作	暂缓献全血屏			
		者姓名	蔽操作的人员			
IIDCC00 01 007	DE00 00 00E 00	北外大桥河北	姓名	DT	DT1F	_
HDSC00. 01. 037	DE03. 00. 005. 00	献血者暂缓献	对献血者进行	DT	DT15	
		全血屏蔽操作	暂缓献全血屏			
		时间	蔽操作的时间			
HDSC00. 01. 038	DE03. 00. 006. 00	献血者解除暂	对献血者进行	S	A 30	
		缓献全血屏蔽	解除暂缓献全			
		操作者姓名	血屏蔽操作的			
IIDCC00 01 000	700 00 007 00	北	人员姓名	D.T.	DT1F	
HDSC00. 01. 039	DE03. 00. 007. 00	献血者解除暂	对献血者进行	DT	DT15	
		缓献全血屏蔽	解除暂缓献全			
		操作时间	血屏蔽操作的			
IIDCC00 01 040	DE00 00 000 00	北西北东河北	时间	C	NO	北山北东河北
HDSC00. 01. 040	DE03. 00. 008. 00	献血者暂缓献	献血者被暂缓	S	N2	献血者暂缓献
		成分血屏蔽原	献成分血的原			血屏蔽原因代
IIDCC00 01 041	DE02 00 000 00	因此中老新經卦	因业业经验	DT	DT1 F	码表
HDSC00. 01. 041	DE03. 00. 009. 00	献血者暂缓献	献血者暂缓献	DT	DT15	
		成分血截止期	成分血的截止			
HD0000 01 040	DE00 00 010 00	+1 -4 +7 +5 -50 +1	时间	0	4 00	
HDSC00. 01. 042	DE03. 00. 010. 00	献血者暂缓献	对献血者进行	S	A 30	
		成分血屏蔽操	暂缓献成分血			
		作者姓名	屏蔽操作的人 员姓名			
IIDCCOO O1 O49	DE03. 00. 011. 00	盐血之虾应盐		DT	DT1F	1
HDSC00. 01. 043	DEUS. 00. 011. 00	献血者暂缓献	对献血者进行	וע	DT15	
		成分血屏蔽操	暂缓献成分血			
		作时间	屏蔽操作的时			
			间			

表 5 献血者屏蔽与解除屏蔽数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 044	DE03. 00. 012. 00	献血者解除暂	对献血者进行	S	A 30	
		缓献成分血屏	解除暂缓献成			
		蔽操作者姓名	分血屏蔽操作			
			的人员姓名			
HDSC00. 01. 045	DE03. 00. 013. 00	献血者解除暂	对献血者进行	DT	DT15	
		缓献成分血屏	解除暂缓献成			
		蔽操作时间	分血屏蔽操作			
			的时间			
HDSC00. 01. 046	DE03. 00. 014. 00	献血者永久屏	献血者被永久	S	N2	献血者永久献
		蔽献血原因	屏蔽献血的原			血屏蔽原因代
			因			码
HDSC00. 01. 047	DE03. 00. 015. 00	献血者永久屏	对献血者进行	S	A 30	
		蔽献血操作者	永久献血屏蔽			
		姓名	操作的人员姓			
			名			
HDSC00. 01. 048	DE03. 00. 016. 00	献血者永久屏	对献血者进行	DT	DT15	
		蔽献血操作时	永久献血屏蔽			
		间	操作的时间			

5.1.2.4 献血者健康检查

献血者健康检查数据元专用属性描述见表6。

表6 献血者健康检查数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 049	DE04. 00. 001. 00	献血者健康检	标识献血者每	S	AN 15	
		查识别码	一次献血健康			
			检查的唯一编			
			号			
HDSC00. 01. 050	DE04. 00. 002. 00	献血者健康征	依据《献血者	S	N1	1 合格 2 不合
		询结论	健康要求》(GB			格
			18467-2011)			
			对献血者进行			
			健康征询的结			
			论			

表 6 献血者健康检查数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 051	DE04. 00. 003. 00	献血者健康征询者姓名	对献血者进行 健康征询的人 员姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 052	DE04. 00. 004. 00	献血者健康征询时间	对献血者进行 健康征询的时 间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 053	DE04. 00. 005. 00	献血者年龄	献血者当前的 年龄	N	N 3	
HDSC00. 01. 054	DE04. 00. 006. 00	献血者体重	体 重 的 测 量 值,计量单位 为 kg	N	N5, 1	
HDSC00. 01. 055	DE04. 00. 007. 00	献血者收缩压	收缩压的测量 值	N	N5, 1	
HDSC00. 01. 056	DE04. 00. 008. 00	献血者舒张压	舒张压的测量 值	N	N5, 1	
HDSC00. 01. 057	DE04. 00. 009. 00	献血者脉压差	收缩压与舒 张压之间的 差值	N	N5, 1	
HDSC00. 01. 058	DE04. 00. 010. 00	血压计量单位	血压的计量单 位	S	N1	1 mmhg 2 kPa
HDSC00. 01. 059	DE04. 00. 011. 00	献血者脉搏	单位时间内脉 搏次数的测量 值,计量单位 为次/min	N	N 3	
HDSC00. 01. 060	DE04. 00. 012. 00	献血者体温	体温的测量值,计量单位 为℃	N	N4, 1	
HDSC00. 01. 061	DE04. 00. 013. 00	献血者健康状况	依据《献血者健康要求》(GB 18467-2011)对献血者一般健康状况进行检查的结果	S	N1	1 符合要求 2 不符合要求

表 6 献血者健康检查数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 062	DE04. 00. 014. 00	献血者一般检	依据《献血者	S	N1	1 合格 2 不合
		查结论	健康要求》(GB			格
			18467-2011)			
			对献血者进行			
			一般检查的结			
			果			
HDSC00. 01. 063	DE04. 00. 015. 00	一般检查者姓	对献血者进行	S	A30	
		名	一般检查的人			
			员姓名			
HDSC00. 01. 064	DE04. 00. 016. 00	一般检查时间	对献血者进行	DT	DT15	
			一般检查的时			
			间			
HDSC00. 01. 065	DE04. 00. 017. 00	献血者献血前	对献血者献血	S	N1	WS364.9 ⊥
		ABO 血型定型	前 ABO 血型进			生信息数据元
		结果(正定型)	行定型的结果			值域代码第 9
						部分:实验室
						检查
						CV04. 50. 005
						ABO 血型代码
						表
HDSC00. 01. 066	DE04. 00. 018. 00	献血者献血前	对献血者进行			1 符合要求 2
		血液血红蛋白	献血前血液血			不符合要求
		测定结果	红蛋白测定的			
			结果			
HDSC00. 01. 067	DE04. 00. 019. 00	献血者献血前	对献血者献血	N	N 3	
		血液丙氨酸氨	前单位容积血			
		基转移酶	清中谷丙转氨			
		(ALT) 检测值	酶含量进行测			
			定的值, 计量			
			单位为 U/L			
HDSC00. 01. 068	DE04. 00. 020. 00	献血者献血前	对献血者献血			1 合格 2 不合
		血液丙氨酸氨	前血液血红蛋			格
		基转移酶	白进行测定的			
		(ALT) 检测结	结果			
		果				

表 6 献血者健康检查数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 069	DE04. 00. 021. 00	单采血小板献	对单采血小板	N	N5, 2	
		血者献血前红	献血者献血前			
		细胞比容测定	血液红细胞比			
		值 (HCT)	容进行测定的			
			值			
HDSC00. 01. 070	DE04. 00. 022. 00	单采血小板献	对单采血小板	N	N23	
		血者献血前血	献血者献血前			
		小板计数值	单位容积血液			
		(PLT)	中白细胞数量			
			的进行测定的			
			值, 计量单位			
			为 G/L			
HDSC00. 01. 071	DE04. 00. 023. 00	献血者献血前	依据《献血者	S	N1	1 合格 2 不合
		检测结论	健康要求》(GB			格
			18467-2011)			
			对献血者进行			
			献血前检测的			
			结论			
HDSC00. 01. 072	DE04. 00. 024. 00	献血者献血前	对献血者进行	S	A30	
		检测者	献血前检测的			
			人员姓名			
HDSC00. 01. 073	DE04. 00. 025. 00	献血者献血前	对献血者进行	DT	DT15	
		检测时间	献血前检测的			
			时间			
HDSC00. 01. 074	DE04. 00. 026. 00	献血者健康检	对献血者进行	S	N1	1 可以献血 2
		查结论	健康检查的结			不宜献血 3
			论			暂缓献血
HDSC00. 01. 075	DE04. 00. 027. 00	献血者健康检	对献血者献血	S	A30	
		查评估者	前健康检查进			
			行评估的人员			
			姓名			
HDSC00. 01. 076	DE04. 00. 028. 00	献血者健康检	对献血者献血	DT	DT15	
		查评估时间	前健康检查进			
			行评估的时间			

5.1.2.5 血液采集

血液采集数据元专用属性描述见表7。

表7 血液采集数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 077	DE05. 00. 001. 00	血液采集识别	标识对每一位献	S	AN 15	
		码	血者进行每一次			
			血液采集的唯一			
			编号			
HDSC00. 01. 078	DE05. 00. 002. 00	采集血液类别	采集血液的类别	S	N1	1 全血 2 成 分血
HDSC00. 01. 079	DE05. 00. 003. 00	采集血液量	采集血液的容量	N	N5, 2	
HDSC00. 01. 080	DE05. 00. 004. 00	采集开始时间	开始血液采集的	DT	DT15	
			时间			
HDSC00. 01. 081	DE05. 00. 005. 00	采集结束时间	结束血液采集的	DT	DT15	
			时间			
HDSC00. 01. 082	DE05. 00. 006. 00	有无献血不良	献血者在献血过	S	N1	1 有 2 无
		反应	程中有无献血不			
			良反应			
HDSC00. 01. 083	DE05. 00. 007. 00	献血不良反应	献血者在献血过	S	N2	献血不良反应
		原因	程中发生献血不			代码表
			良反应的原因			
HDSC00. 01. 084	DE05. 00. 008. 00	血液成分单采	对献血者进行成	S	N1	1 血小板 2
		品种	分血单采的品种			血浆
						3 血小板与血
						浆 4 粒细胞
HDSC00. 01. 085	DE05. 00. 009. 00	血液成分单采	对献血者进行血	N	N5, 1	
		体外循环的血	液成分单采时体			
		量	外循环的血量			
HDSC00. 01. 086	DE05. 00. 010. 00	血液成分单采	对献血者进行血	N	N5, 1	
		抗凝剂的使用	液成分单采时抗			
		量	凝剂的使用量			
HDSC00. 01. 087	DE05. 00. 011. 00	血液成分单采	对献血者进行血	N	N5, 1	
		交换溶液的量	液成分单采时交			
			换溶液的量			
HDSC00. 01. 088	DE05. 00. 012. 00	采血者	血液采集人员姓	S	A 30	
			名			
HDSC00. 01. 089	DE05. 00. 013. 00	采血日期	血液采集日期	D	D8	
HDSC00. 01. 090	DE05. 00. 014. 00	血袋热合人员	对血袋导管进行	S	A 30	
			热合的人员姓名			

5.1.2.6 血液成分制备

血液成分制备数据元专用属性描述见表8。

表8 血液成分制备数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 091	DE06. 00. 001. 00	血液成分制备	血站信息系统	S	N10	
		识别码	内部标识血液			
			成分制备的唯			
			一编码			
HDSC00. 01. 092	DE06. 00. 002. 00	制备方法	血液制备的方	S	N1	1 离心 2 分
			法			离 3 速冻
HDSC00. 01. 093	DE06. 00. 003. 00	制备环境	血液制备的环	S	AN 70	
			境			
HDSC00. 01. 094	DE06. 00. 004. 00	制备物料	血液制备的物	S	AN 70	
			料			
HDSC00. 01. 095	DE06. 00. 005. 00	制备设备	血液制备的设	S	AN 70	
			备			
HDSC00. 01. 096	DE06. 00. 006. 00	制备人员	血液制备的人	S	A 30	
			员姓名			
HDSC00. 01. 097	DE06. 00. 007. 00	制备时间	血液制备的时	DT	DT15	
			间			

5.1.2.7 血液检测

血液检测数据元专用属性描述见表9。

表9 血液检测数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 098	DE07. 00. 001. 00	血液检测识别	血站信息系统	S	N10	
		码	内部标识每一			
			次血液检测的			
			唯一编码			
HDSC00. 01. 099	DE07. 00. 002. 00	血液标本识别	标识献血者每	S	AN 15	
		码	一次献血留取			
			血液标本的唯			
			一编码			
HDSC00. 01. 100	DE07. 00. 003. 00	血液标本采集	血液标本采集	S	A30	
		者	人员的姓名			
HDSC00. 01. 101	DE07. 00. 004. 00	血液标本采集	血液标本采集	DT	DT15	
		时间	的时间			

表 9 血液检测数据元专用属性 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 102	DE07. 00. 005. 00	血液标本采集 机构	采集血液标本 的机构	S	AN22	WS218 卫生机 构(组织)分 类代码表
HDSC00. 01. 103	DE07. 00. 006. 00	血液标本送检 者	血液标本送检 人员的姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 104	DE07. 00. 007. 00	血液标本送检 时间	血液标本送检 的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 105	DE07. 00. 008. 00	血液标本送检 机构	血液标本送检 的机构	S	AN22	WS218 卫生机 构(组织)分 类代码表
HDSC00. 01. 106	DE07. 00. 009. 00	血液标本接收者	接收血液标本 的人员姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 107	DE07. 00. 010. 00	血液标本接收 时间	接收血液标本 的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 108	DE07. 00. 011. 00	血液标本接收机构	接收血液标本的机构	S	AN22	WS218 卫生机 构(组织)分 类代码表
HDSC00. 01. 109	DE07. 00. 012. 00	血液检测的类 型	对血液进行检 测的类型	S	N1	1 初次 2 再次
HDSC00. 01. 110	DE07. 00. 013. 00	ABO 血型定型 试验结果	对献血者标本 进行 ABO 血型 定型的结果	S	N1	WS364.9 卫 生信息数据元 值域代码第 9 部分:实验室 检查 CV04.50.005 AB0 血型代码 表
HDSC00. 01. 111	DE07. 00. 014. 00	ABO 血型定型 试验者	对献血者标本 进行 ABO 血型 定型试验者的 姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 112	DE07. 00. 015. 00	ABO 血型定型 试验时间	对献血者标本 进行 ABO 血型 定型试验的时 间	DT	DT15	

表 9 血液检测数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 113	DE07. 00. 016. 00	RhD 血型定型 试验结果	对献血者标本 进行 RhD 血型 定型的结果	S	N1	1 RhD 阴性 2 RhD 阳性 3 不 详
HDSC00. 01. 114	DE07. 00. 017. 00	RhD 血型定型 试验者	对献血者标本 进行 RhD 血型 定型试验者的 姓名	S	A30	
HDSC00. 01. 115	DE07. 00. 018. 00	RhD 血型定型 试验时间	对献血者标本 进行 RhD 血型 定型试验的时 间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 116	DE07. 00. 019. 00	人免疫缺陷病毒 (HIV-1 和HIV-2)标志物缔查试验方法	对献血者血液 人类免疫缺陷 病毒(HIV)感 染标志物的检 测方法	S	N1	1采用2个不同 生LISA 以 HIV-1 体 则 HIV-2 抗 检 和 HIV-2 抗 和 HIV-2 抗 和 HIV-2 抗 用 1 和 HIV-2 抗 M HIV-1 原 用 的 HIV-1 原 用 的 HIV-1 原 用 他 HIV-2 抗 采 检 测 HIV-1 原 用 他 HIV-2 抗 采 的 HIV-2 抗 不 和 和 和 HIV-2 抗 不 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和
HDSC00. 01. 117	DE07. 00. 020. 00	人免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2)标志物缔查试验结果	对献血者血液 人类免疫缺陷 病毒 (HIV) 感 染标志物的检 测结果	S	N1	1 阴性 2 阳性 3 不确定 4 未检测
HDSC00. 01. 118	DE07. 00. 021. 00	人免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2)标志物筛查试验者	对献血者血液 人类免疫缺陷 病毒 (HIV) 感 染标志物的检 测者姓名	S	A 30	

表 9 血液检测数据元专用属性 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 119	DE07. 00. 022. 00	人免疫缺陷病毒 (HIV-1 和 HIV-2) 标志物 筛查试验时间	对献血者血液 人类免疫缺陷 病毒(HIV)感 染标志物的检 测时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 120	DE07. 00. 023. 00	乙型肝炎病毒 (HBV)标志物 筛查试验方法	对献血者血液 乙型肝炎病毒 (HBV)感染标 志物的检测方 法	S	N1	1 采用 2 个不同 生 产 厂 家 的 ELISA 试剂检测 乙型肝炎表面抗 原 (HBsAg) 2 采用 1 种 ELISA 试剂检测 HBsAg, 采用 1 种试剂检 测 HBV 核酸
HDSC00. 01. 121	DE07. 00. 024. 00	乙型肝炎病毒 (HBV)标志物 筛查试验结果	对献血者血液 乙型肝炎病毒 (HBV)感染标 志物的检测结 果	S	N1	1 阴性 2 阳性 3 不确定 4 未 检测
HDSC00. 01. 122	DE07. 00. 025. 00	乙型肝炎病毒 (HBV)标志物 筛查试验者	对献血者血液 乙型肝炎病毒 (HBV)感染标 志物的检测者 姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 123	DE07. 00. 026. 00	乙型肝炎病毒 (HBV)标志物 筛查试验时间	对献血者血液 乙型肝炎病毒 (HBV)感染标 志物的检测时 间	DT	DT15	

表 9 血液检测数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 124	DE07. 00. 027. 00	丙型肝炎病毒 (HCV)标志物 筛查试验方法	对献血者血液丙型 肝炎病毒(HCV)感 染标志物的检测方 法			1 采用 2 个不同生产厂家的ELISA试剂检测HCV抗体或联合检测HCV抗原和抗体2采用1种ELISA试剂检测HCV抗体或联合检测HCV抗体或联合检测HCV抗原和抗体,采用1种试剂检测HCV核酸。
HDSC00. 01. 125	DE07. 00. 028. 00	丙型肝炎病毒 (HCV)标志物 筛查试验结果	对献血者血液丙型 肝炎病毒(HCV)感 染标志物的检测结 果	S	N1	1 阴性 2 阳性 3 不确定 4 未 检测
HDSC00. 01. 126	DE07. 00. 029. 00	丙型肝炎病毒 (HCV)标志物 筛查试验者	对献血者血液丙型 肝炎病毒(HCV)感 染标志物的检测者 姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 127	DE07. 00. 030. 00	丙型肝炎病毒 (HCV)标志物 筛查试验时间	对献血者血液丙型 肝炎病毒(HCV)感 染标志物的检测时 间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 128	DE07. 00. 031. 00	梅毒螺旋体感 染标志物筛查 试验结果	对献血者血液梅毒 螺旋体感染标志物 的检测结果	S	N1	1 阴性 2 阳性 3 不确定 4 未 检测
HDSC00. 01. 129	DE07. 00. 032. 00	梅毒螺旋体感 染标志物筛查 试验者	对献血者血液梅毒 螺旋体感染标志物 的检测者姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 130	DE07. 00. 033. 00	梅毒螺旋体感 染标志物筛查 试验时间	对献血者血液梅毒 螺旋体感染标志物 的检测时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 131	DE07. 00. 034. 00	丙氨酸氨基转 移酶 (ALT) 检 测结果	对献血者血液丙氨 酸氨基转移酶(ALT) 的检测结果	S	N1	1 合格 2 不合格 3 不确定 4 未检测

表 9 血液检测数据元专用属性 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 132	DE07. 00. 035. 00	丙氨酸氨基转	对献血者血液	S	A 30	
		移酶(ALT)检	进行丙氨酸氨			
		测者	基转移酶			
			(ALT) 的检测			
			者姓名			
HDSC00. 01. 133	DE07. 00. 036. 00	丙氨酸氨基转	对献血者血液	DT	DT15	
		移酶(ALT)检	进行丙氨酸氨			
		测时间	基转移酶			
			(ALT) 的检测			
			时间			
HDSC00. 01. 134	DE07. 00. 037. 00	血液检测最终	对献血者进行	S	N1	1 合格 2 不
		结论	血液检测的最			合格
			终结论			3 不确定 4
						未检测
HDSC00. 01. 135	DE07. 00. 038. 00	血液检测最终	对献血者进行	S	A 30	
		结论判定者	血液检测最终			
			结论判定的人			
			员姓名			
HDSC00. 01. 136	DE07. 00. 039. 00	血液检测最终	对献血者进行	DT	DT15	
		结论判定时间	血液检测最终			
			结论判定的时			
			间			

5.1.2.8 血液隔离与放行

血液隔离与放行数据元专用属性描述见表10。

表10 血液隔离与放行数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 137	DE08. 00. 013. 00	血液识别码	血站信息系统内	S	N10	
			部标识血液的唯			
			一编码			
HDSC00. 01. 138	DE08. 00. 014. 00	血液产品代码	描述血液类别、	S	AN8	
			献血类型以及血			
			液是否分装等属			
			性的代码			
HDSC00. 01. 139	DE08. 00. 015. 00	血量	血液的容量	N	N6, 2	

表 10 血液隔离与放行数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 140	DE08. 00. 016. 00	血液 ABO 血型	血液的 ABO 血型标识	S	N1	WS364.9 卫 生信息数据元 值域代码第 9 部分:实验室 检查 CV04.50.005 AB0 血型代码 表
HDSC00. 01. 141	DE08. 00. 017. 00	血液 RhD 血型	血液的 RhD 血型标识	S	N1	1 RhD 阴性 2 RhD 阳性 3 不 详
HDSC00. 01. 142	DE08. 00. 018. 00	血液失效时间	血液失效的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 143	DE08. 00. 019. 00	血液制备状态	描述血液制备 的状态	S	N2	血液制备状态 代码表
HDSC00. 01. 144	DE08. 00. 020. 00	血液检测状态	描述血液是否 已经检测的状 态	S	N1	0 待检测 1 已检测
HDSC00. 01. 145	DE08. 00. 021. 00	血液隔离与放 行状态	描述血液隔离 与放行的状态	S	N2	血液隔离与放 行状态代码表
HDSC00. 01. 146	DE08. 00. 022. 00	血液最终检测结论	血液的最终检测结论	S	N1	1 合格 2 不 合格 3 不确定 4 未检测
HDSC00. 01. 147	DE08. 00. 023. 00	合格血液标签 打印状态	描述血液是否 已打印合格标 签的状态	S	N1	1 己打印 2 未打印
HDSC00. 01. 148	DE08. 00. 024. 00	合格血液标签 打印者(逐单 位血液放行 者)	打印合格血液 标签的人员姓 名	S	A 30	
HDSC00. 01. 149	DE08. 00. 025. 00	合格血液标签 打印时间(逐 单位血液放行 时间)	打印合格血液 标签的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 150	DE08. 00. 026. 00	血液批放行者	对血液进行批 放行的人员姓 名	S	A 30	

表 10 血液隔离与放行数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 151	DE08. 00. 027. 00	血液批放行时	对血液进行批	DT	DT15	
		间	放行的时间			
HDSC00. 01. 152	DE08. 00. 028. 00	血液报废原因	血液报废的原因	S	N2	血液报废原因 代码表
HDSC00. 01. 153	DE08. 00. 029. 00	血液报废者	对血液进行报 废的人员姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 154	DE08. 00. 030. 00	血液报废时间	对血液进行报 废的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 155	DE08. 00. 031. 00	血液接收发放状态	描述血液接收 或者发放的状 态	S	N1	0 接收 1 发放
HDSC00. 01. 156	DE08. 00. 032. 00	血液接收来源	描述血液接收 的来源	S	N2	血液接收来源 代码表
HDSC00. 01. 157	DE08. 00. 033. 00	血液发放去向	描述血液发放 的去向	S	N2	血液发放去向 代码表
HDSC00. 01. 158	DE08. 00. 034. 00	血液接收人员	接收血液的人员姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 159	DE08. 00. 035. 00	血液接收时间	接收血液的时间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 160	DE08. 00. 036. 00	血液接收机构	接收血液的机构	S	AN22	WS218 卫生机 构(组织)分 类代码表
HDSC00. 01. 161	DE08. 00. 037. 00	血液接收机构类型	描述接收血液的机构类型	S	N1	1 本血站 2 其 他血站 3 医疗 机构 4 科研 单位
HDSC00. 01. 162	DE08. 00. 038. 00	血液发放人员	发放血液的人 员姓名	S	A 30	
HDSC00. 01. 163	DE08. 00. 039. 00	血液发放时间	发放血液的时 间	DT	DT15	
HDSC00. 01. 164	DE08. 00. 040. 00	血液发放机构	发放血液的机 构	S	AN22	WS218 卫生机 构(组织)分 类代码表
HDSC00. 01. 165	DE08. 00. 041. 00	血液发放机构类型	描述发放血液的机构类型	S	N1	1 本血站 2 其 他血站 3 医疗 机构 4 科研 单位

5.1.2.9 质量控制

质量控制数据元专用属性描述见表11。

表11 质量控制数据元专用属性

BDSC00. 01. 166	内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
Procedure Pro	HDSC00.01.166	DE09. 00. 001. 00	质量控制识别	血站信息系统	S	N10	
HDSCOO. 01. 167			码	内部标识质量			
HDSCOO. 01. 167				控制的唯一编			
				码			
HDSC00. 01. 168	HDSC00. 01. 167	DE09. 00. 002. 00	血液外观检查	对血液外观进	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 169			结果	行检查的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 169	HDSC00.01.168	DE09. 00. 003. 00	血液标签检查	对血液标签进	S	N1	1 合格 2 不
HDSCOO. 01. 170			结果	行检查的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 170	HDSC00. 01. 169	DE09. 00. 004. 00	血液容量检查	对血液容量进	S	N1	1 合格 2 不
HDSCOO. 01. 171 DE09. 00. 006. 00 血液 Hb 检查结			结果	行检查的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 171	HDSC00. 01. 170	DE09. 00. 005. 00	血液无菌试验	对血液进行无	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 172			检查结果	菌试验的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 172	HDSC00. 01. 171	DE09. 00. 006. 00	血液 Hb 检查结	对血液 Hb 进行	S	N1	1 合格 2 不
DE09. 00. 008. 00 血液血细胞比容进行检查的结果 对血液血细胞比容进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 174 DE09. 00. 009. 00 血液保存期末溶血率检查结果溶血率检查结果溶血率进行检查的结果 对血液白细胞及留量进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测合的结果 HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残留量检查结果。 2 解留量进行检查的结果 大留量进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测合的结果 HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计数进行检查的结果 对血液红细胞计数进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测合格 3 未检测合金量检查结果的结果			果	检查的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 173 DE09. 00. 008. 00 血液血细胞比容检查结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结果的结	HDSC00. 01. 172	DE09. 00. 007. 00	血液游离 Hb 检	对血液游离 Hb	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 173 DE09. 00. 008. 00 血液血细胞比 容检查结果 比容进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 6格 3 未检测 1 合格 2 不合格 3 未检测 6 条 3 未检测 1 合格 2 不合格 3 未检测 1 合格 2 不合格 3 未检测 2 不会的结果 HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液保存期末 溶血率进行 操 检查的结果 2 不合格 3 未检测 2 至的结果 2 的结果 2 的结果 2 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 6 各 3 未检测 6 各 3 未检测 6 各 3 未检测 6 名 3 条 6 名 3 未检测 6 名 3 条 6 名 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名 3 名			查结果	进行检查的结			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 174 DE09. 00. 009. 00 血液保存期末 溶血液保存期末 溶血液保存期末溶血率检查结 未溶血率进行 检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 检查的结果 HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残 强量进行检查的结果 对血液白细胞 S 网目 自格 2 不合格 3 未检测 查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 查的结果 HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 对血液血小板 S 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 合量进行检 合格 3 未检测 4 2 不合格 3 2 不合格 3 2 和 4 2 不合格 3 2 和 4 2 不合格 3 2 和 4 2 和 4 2 不合格 3 2 和 4				果			
HDSC00. 01. 174 DE09. 00. 009. 00 血液保存期末 溶血率检查结 末溶血率进行 检查的结果 对血液自细胞残 对血液自细胞 S N1 N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 查的结果 HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残 对血液白细胞 查的结果 对血液白细胞 S N1 N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 对血液红细胞 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数检查结果 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测 的结果	HDSC00. 01. 173	DE09. 00. 008. 00	血液血细胞比	对血液血细胞	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 174 DE09. 00. 009. 00 血液保存期末溶血率检查结末溶血率进行果 对血液保存期末溶血率进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残量检查结果 残留量进行检查的结果 对血液白细胞 5 分的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 6格 3 未检测 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			容检查结果	比容进行检查			合格 3 未检测
Phoscool 01. 175DE09. 00. 010. 00血液白细胞残 对血液白细胞				的结果			
HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残 留量进行检 查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 2 不合格 3 未检测 查的结果 HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数检查结果 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 分血液血小板 计数进行检查的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数进行检查的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 合金量检查结果 白含量进行检	HDSC00. 01. 174	DE09. 00. 009. 00	血液保存期末	对血液保存期	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 175 DE09. 00. 010. 00 血液白细胞残 留量检查结果 残留量进行检查的结果 对血液红细胞计 对血液红细胞 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数地行检查 的结果 对血液血小板计 对血液血小板 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数进行检查 的结果 对血液血小板 分结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量进行检 合格 3 未检测 合格 3 未检测			溶血率检查结	末溶血率进行			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数位红细胞 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 6格 3 未检测 6格 3 未检测 6格 3 未检测 6格 3 未检测 60 5年 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数进行检查 的结果 1 数进行检查 的结果 6格 3 未检测 60 5年 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 6格 3 未检测 6格 3 未检测 64 5年 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量进行检 6 6格 3 未检测 6 6格 3 6			果	检查的结果			
HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数检查结果 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数检查结果 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果	HDSC00. 01. 175	DE09. 00. 010. 00	血液白细胞残	对血液白细胞	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 176 DE09. 00. 011. 00 血液红细胞计 数检查结果 对血液红细胞 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 的结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测			留量检查结果	残留量进行检			合格 3 未检测
MDSC00. 01. 177DE09. 00. 012. 00血液血小板计 数位查结果对血液血小板 计数进行检查 的结果SN11 合格 2 不合格 3 未检测的结果HDSC00. 01. 178DE09. 00. 013. 00血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检SN11 合格 2 不合格 3 未检测的结果				查的结果			
HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数血液血小板 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测的结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测合格 3 未检测合格 3 未检测的结果	HDSC00. 01. 176	DE09. 00. 011. 00	血液红细胞计	对血液红细胞	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 177 DE09. 00. 012. 00 血液血小板计 数检查结果 对血液血小板 计数进行检查 的结果 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测 合格 3 未检测 6 是检查结果 HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 S N1 1 合格 2 不合格 3 未检测 合格 3 未检测			数检查结果	计数进行检查			合格 3 未检测
MbSC00.01.178 DE09.00.013.00 血液血浆蛋白 含量检查结果 白含量进行检 S N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测				的结果			
HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 对血液血浆蛋 S N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测	HDSC00. 01. 177	DE09. 00. 012. 00	血液血小板计	对血液血小板	S	N1	1 合格 2 不
HDSC00. 01. 178 DE09. 00. 013. 00 血液血浆蛋白 含量检查结果 对血液血浆蛋 S N1 1 合格 2 不 合格 3 未检测			数检查结果	计数进行检查			合格 3 未检测
含量检查结果 白含量进行检 合格 3 未检测				的结果			
	HDSC00. 01. 178	DE09. 00. 013. 00	血液血浆蛋白	对血液血浆蛋	S	N1	1 合格 2 不
查的结果			含量检查结果	白含量进行检			合格 3 未检测
				查的结果	_		

表 11 质量控制数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 179	DE09. 00. 014. 00	血液上清液蛋	对血液上清液	S	N1	1 合格 2 不
		白含量检查结	蛋白含量进行			合格 3 未检测
		果	检查的结果			
HDSC00. 01. 180	DE09. 00. 015. 00	pH 检查结果	对血液 pH 进行	S	N1	1 合格 2 不
			检查的结果			合格 3 未检测
HDSC00. 01. 181	DE09. 00. 016. 00	血液VII因子活	对血液Ⅷ因子	S	N1	1 合格 2 不
		性检查结果	活性进行检查			合格 3 未检测
			的结果			
HDSC00. 01. 182	DE09. 00. 017. 00	血液纤维蛋白	对血液纤维蛋	S	N1	1 合格 2 不
		原含量检查结	白原含量进行			合格 3 未检测
		果	检查的结果			
HDSC00. 01. 183	DE09. 00. 018. 00	血液甘油残留	对血液甘油残	S	N1	1 合格 2 不
		量检查结果	留量进行检查			合格 3 未检测
			的结果			
HDSC00. 01. 184	DE09. 00. 019. 00	血液中性粒细	对血液中性粒	S	N1	1 合格 2 不
		胞计数检查结	细胞计数进行			合格 3 未检测
		果	检查的结果			
HDSC00. 01. 185	DE09. 00. 020. 00	血液亚甲蓝残	对血液亚甲蓝	S	N1	1 合格 2 不
		留量检查结果	残留量进行检			合格 3 未检测
			查的结果			
HDSC00. 01. 186	DE09. 00. 021. 00	血液质量控制	对血液进行质	S	N1	1 合格 2 不
		检查结果	量控制检查的			合格 3
			结果			不详
HDSC00. 01. 187	DE09. 00. 022. 00	血液质量控制	对血液进行质	S	A 30	
		检查者	量控制检查的			
			人员姓名			
HDSC00. 01. 188	DE09. 00. 023. 00	血液质量控制	对血液进行质	DT	DT15	
		检查时间	量控制检查的			
			时间			
HDSC00. 01. 189	DE09. 00. 024. 00	关键物料类别	血站的关键物	S	N1	关键物料类别
			料类别			代码表
HDSC00. 01. 190	DE09. 00. 025. 00	关键物料质量	对关键物料的	S	N1	1 合格 2 不
		标准检查结果	质量标准进行			合格
			检查的结果			
HDSC00. 01. 191	DE09. 00. 026. 00	关键物料检验	对关键物料的	S	N1	1 合格 2 不
		报告检查结果	检验报告进行			合格
			检查的结果			

表 11 质量控制数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 192	DE09. 00. 027. 00	关键物料规格	对关键物料的	S	N1	1 合格 2 不
		检查结果	规格进行检查			合格
			的结果			
HDSC00. 01. 193	DE09. 00. 028. 00	关键物料有效	对关键物料的	S	N1	1 合格 2 不
		期检查结果	有效期进行检			合格
			查的结果			
HDSC00. 01. 194	DE09. 00. 029. 00	关键物料质量	对关键物料的	S	N1	1 合格 2 不
		检查结果	质量检查结果			合格
HDSC00. 01. 195	DE09. 00. 030. 00	关键物料质量	对关键物料的	S	A30	
		检查者	质量检查人员			
			姓名			
HDSC00. 01. 196	DE09. 00. 031. 00	关键物料质量	对关键物料的	DT	DT15	
		检查时间	质量检查时间			
HDSC00. 01. 197	DE09. 00. 032. 00	关键设备类别	血站的关键设	S	N1	关键设备类别
			备类别			代码表
HDSC00. 01. 198	DE09. 00. 033. 00	关键设备质量	对关键设备进	S	N1	1 合格 2 不
		检查结果	行质量检查的			合格
			结果			
HDSC00. 01. 199	DE09. 00. 034. 00	关键设备质量	对关键设备的	S	A30	
		检查者	质量检查人员			
			姓名			
HDSC00. 01. 200	DE09. 00. 035. 00	关键设备质量	对关键设备的	DT	DT15	
		检查时间	质量检查时间			

5.1.2.10 关键物料基本信息

关键物料基本信息数据元专用属性描述见表12。

表12 关键物料基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 201	DE10.00.001.00	物料识别码	血站信息系统 内部对关键物 料的唯一识别 码	S	N10	
HDSC00. 01. 202	DE10. 00. 002. 00	一次性塑料采 血袋型式代号	一次性塑料采 血袋的型式代 号	S	N2	塑料采血袋型 号代码表

表 12 关键物料基本信息数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元允许值
HDSC00. 01. 203	DE10. 00. 003. 00	一次性塑料采	一次性塑料采	S	N1	0 200ml 1
		血袋的公称容	血袋的公称容			300ml 2 400ml
		量	量			
HDSC00. 01. 204	DE10. 00. 004. 00	一次性塑料采	一次性塑料采	S	A70	
		血袋生产厂家	血袋的生产厂			
			家			
HDSC00. 01. 205	DE10. 00. 005. 00	一次性塑料采	一次性塑料采	S	A70	
		血袋产品批号	血袋的产品批			
			号			
HDSC00. 01. 206	DE10. 00. 006. 00	一次性塑料采	一次性塑料采	D	D8	
		血袋失效日期	血袋的失效日			
			期			
HDSC00. 01. 207	DE10. 00. 007. 00	检验试剂类别	检验试剂的类	S	N2	检验试剂类别
			别			代码表
HDSC00. 01. 208	DE10. 00. 008. 00	检验试剂生产	检验试剂的生	S	A70	
		厂家	产厂家			
HDSC00. 01. 209	DE10. 00. 009. 00	检验试剂批号	检验试剂的批	S	A70	
			号			
HDSC00. 01. 210	DE10. 00. 010. 00	检验试剂失效	检验试剂的失	D	D8	
		日期	效日期			
HDSC00. 01. 211	DE10. 00. 011. 00	一次性单采耗	一次性单采耗	S	A70	
		材型号	材的型号			
HDSC00. 01. 212	DE10. 00. 012. 00	一次性单采耗	一次性单采耗	S	A70	
		材抗凝剂批号	材抗凝剂的批			
			号			
HDSC00. 01. 213	DE10. 00. 013. 00	一次性单采耗	一次性单采耗	S	A 70	
		材批号	材的批号			
HDSC00. 01. 214	DE10. 00. 014. 00	一次性单采耗	一次性单采耗	D	D8	
		材失效日期	材的失效日期			

5.1.2.11 统计报表

统计报表数据元专用属性描述见表13。

表13 统计报表数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 215	DE11. 00. 001. 00	采集全血总人	采集全血的总人	N	N 8	
		次	次			
HDSC00. 01. 216	DE11. 00. 002. 00	个人无偿献全	个人自愿无偿献	N	N8	
		血人次	全血人次			
HDSC00.01.217	DE11. 00. 003. 00	团体无偿献全	团体自愿无偿献	N	N8	
		血人次	全血人次			
HDSC00. 01. 218	DE11. 00. 004. 00	指令计划献全	指当地政府(献	N	N 8	
		血人次	血办)或卫生计			
			生行政部门下达			
			的指令性计划的			
			无偿献全血人次			
HDSC00. 01. 219	DE11. 00. 005. 00	互助献全血人	家庭互助献全血	N	N 8	
		次	人次			
HDSC00. 01. 220	DE11. 00. 006. 00	有偿献全血人	由血站直接给予	N	N 8	
		次	金钱补贴的献全			
			血(据实报销交			
			通费除外) 人次			
HDSC00. 01. 221	DE11. 00. 007. 00	400 毫升献全	献 400 毫升全血	N	N 8	
		血人次	的人次			
HDSC00. 01. 222	DE11. 00. 008. 00	300 毫升献全	献 300 毫升全血	N	N 8	
		血人次	的人次			
HDSC00. 01. 223	DE11. 00. 009. 00	200 毫升献全	献 200 毫升全血	N	N 8	
		血人次	的人次			
HDSC00. 01. 224	DE11. 00. 010. 00	单采成分血总	单采成分血的总	N	N 8	
		人次	人次(单采成分			
			血包括单采红细			
			胞、单采血小板、			
			单采粒细胞、单			
			采血浆、单采外			
			周血干细胞等)			
HDSC00. 01. 225	DE11. 00. 011. 00	个人无偿献成	个人自愿无偿献	N	N 8	
		分血人次	成分血人次			
HDSC00. 01. 226	DE11. 00. 012. 00	团体无偿献成	团体自愿无偿献	N	N 8	
		分血人次	成分血人次			

表 13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 227	DE11. 00. 013. 00	指令计划献成	指当地政府	N	N 8	
		分血人次	(献血办) 或			
			卫生计生行政			
			部门下达的指			
			令性计划的无			
			偿献成分血人			
			次			
HDSC00. 01. 228	DE11. 00. 014. 00	互助献成分血	家庭互助献成	N	N 8	
		人次	分血人次			
HDSC00. 01. 229	DE11. 00. 015. 00	有偿献成分血	由血站直接给	N	N 8	
		人次	予金钱补贴的			
			献成分血(据			
			实报销交通费			
			除外) 人次			
HDSC00. 01. 230	DE11. 00. 016. 00	单采血小板总	单采双人份血	N	N 8	
		人次 (双人份)	小板的总人次			
HDSC00. 01. 231	DE11. 00. 017. 00	单采血小板总	单采单人份血	N	N 8	
		人次(单人份)	小板的总人次			
HDSC00. 01. 232	DE11. 00. 018. 00	采集全血总量	采集全血的总	N	N11, 2	
		(U)	量 (每 200 毫			
			升全血统计为			
			1U)			
HDSC00. 01. 233	DE11. 00. 019. 00	个人无偿献全	个人自愿无偿	N	N11, 2	
		血量(U)	献全血量			
HDSC00. 01. 234	DE11. 00. 020. 00	团体无偿献全	团体自愿无偿	N	N11, 2	
		血量(U)	献全血量			
HDSC00. 01. 235	DE11. 00. 021. 00	指令计划献全	指当地政府	N	N11, 2	
		血量(U)	(献血办) 或			
			卫生计生行政			
			部门下达的指			
			令性计划的无			
			偿献全血量(
HDSC00. 01. 236	DE11. 00. 022. 00	互助献全血量	家庭互助献全	N	N11, 2	
		(U)	血量			

表 13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 237	DE11. 00. 023. 00	机采血小板总	机采血小板的总	N	N11, 2	
		量 (U)	量(每1人份统			
			计为 1U,双人份			
			计为 2U, 不足 1			
			人份根据实际采			
			量按小数计,合			
			计量有小数的四			
			舍五入)			
HDSC00. 01. 238	DE11. 00. 024. 00	采集 Rh (-) 血	采集血液中 RhD	N	N11, 2	
		液量 (U)	血型为阴性的量			
HDSC00. 01. 239	DE11. 00. 025. 00	献血者筛选总	对献血者进行献	N	N 8	
		数(人次)	血前检测的总人			
			次			
HDSC00. 01. 240	DE11. 00. 026. 00	献血者筛选不	对献血者进行献	N	N 8	
		合格数(人次)	血前检测不合格			
			的人次			
HDSC00. 01. 241	DE11. 00. 027. 00	ALT 筛选不合	对献血者进行献	N	N 8	
		格数 (人次)	血前检测 ALT 不			
			合格的人次			
HDSC00. 01. 242	DE11. 00. 028. 00	乙肝筛选不合	对献血者进行献	N	N 8	
		格数 (人次)	血前检测乙肝不			
			合格的人次			
HDSC00. 01. 243	DE11. 00. 029. 00	血红蛋白筛选	对献血者进行献	N	N 8	
		不合格数(人	血前检测血红蛋			
		次)	白不合格的人次			
HDSC00. 01. 244	DE11. 00. 030. 00	其他附加筛选	对献血者进行献	N	N 8	
		项目不合格数	血前检测其他附			
		(人次)	加项目不合格的			
			人次			
HDSC00. 01. 245	DE11. 00. 031. 00	检测样本总数	检测样本的总数	N	N 8	
		(份)	(同一献血者标			
			本两次检验计为			
			一份)			

表13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 246	DE11. 00. 032. 00	检测样本不合 格数(份)	检测样本不合 格的数量	N	N 8	
HDSC00. 01. 247	DE11. 00. 033. 00	ALT 检测不合 格数(份)	检测样本 ALT 不合格的数量	N	N 8	
HDSC00. 01. 248	DE11. 00. 034. 00	乙肝检测不合 格数(份)	检测样本乙肝 不合格的数量	N	N 8	
HDSC00. 01. 249	DE11. 00. 035. 00	丙肝检测不合 格数(份)	检测样本丙肝 不合格的数量	N	N 8	
HDSC00. 01. 250	DE11. 00. 036. 00	艾滋检测不合 格数(份)	检测样本艾滋 不合格的数量	N	N 8	
HDSC00. 01. 251	DE11. 00. 037. 00	梅毒检测不合 格数(份)	检测样本梅毒 不合格的数量 (同一献血者 标本两次检验 计为一份)	N	N 8	
HDSC00. 01. 252	DE11. 00. 038. 00	报废血液总量 (U)	报废血液的总量(包括报废血、报废血、报废血、报废血、报废血、报废血、浆等各种血液成分的总和)	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 253	DE11. 00. 039. 00	血液检测原因 报废量(U)	因检测不合格 报废的血液量	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 254	DE11. 00. 040. 00	ALT 不合格(U)	因 ALT 检测不 合格报废的血 液量	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 255	DE11. 00. 041. 00	酶 免 试 验 HBsAg 阳性(U)	因酶免试验 HBsAg 阳性报 废的血液量	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 256	DE11. 00. 042. 00	酶 免 试 验 HCV-Ab 阳 性 (U)	因酶免试验 HCV-Ab 阳性报 废的血液量	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 257	DE11. 00. 043. 00	酶 免 试 验 HIV-Ab 阳 性 (U)	因酶免试验 HIV-Ab 阳性报 废的血液量	N	N11, 2	
HDSC00. 01. 258	DE11. 00. 044. 00	酶免试验梅毒 阳性(U)	因酶免试验梅 毒阳性报废的 血液量	N	N11, 2	

表 13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 259	DE11. 00. 045. 00	NAT 检测阳性	因 NAT 检测阳性	N	N11, 2	7 3 71 EE
11000001011000		(U)	报废的血液量	.,		
HDSC00. 01. 260	DE11. 00. 046. 00	物理原因报废	因物理原因报废	N	N11, 2	
1155500.01.200	<i>DETT.</i> 00. 010. 00	量 (U)	的血液量	11	111, 2	
HDSC00, 01, 261	DE11. 00. 047. 00	过期原因报废	因过期原因报废	N	N11, 2	
		量 (U)	的血液量		,	
HDSC00. 01. 262	DE11. 00. 048. 00	保密性弃血报	因保密性弃血报	N	N11, 2	
		废量(U)	废的血液量		,	
HDSC00. 01. 263	DE11. 00. 049. 00	实际红细胞类	红细胞类血液实	N	N11, 2	
		库存量(U)	际成品库存量			
			(每 200 毫升全			
			血统计为 1U)			
HDSC00. 01. 264	DE11. 00. 050. 00	实际红细胞类	红细胞类成品血	N	N11, 2	
		A 型库存量(U)	液实际 A 型库存			
			量			
HDSC00. 01. 265	DE11. 00. 051. 00	实际红细胞类	红细胞类成品血	N	N11, 2	
		B 型库存量(U)	液实际 B 型库存			
			量			
HDSC00. 01. 266	DE11. 00. 052. 00	实际红细胞类	红细胞类成品血	N	N11, 2	
		0 型量库存(U)	液实际 0 型库存			
			量			
HDSC00. 01. 267	DE11. 00. 053. 00	实际红细胞类	红细胞类成品血	N	N11, 2	
		量 AB 型库存	液实际AB型库存			
		(U)	量			
HDSC00. 01. 268	DE11. 00. 054. 00	实际红细胞类	红细胞类成品血	N	N11, 2	
		Rh(-) 型 库 存	液实际 RhD 血型			
		量 (U)	阴性的库存量			
HDSC00. 01. 269	DE11. 00. 055. 00	实际单采血小	单采血小板成品	N	N11, 2	
		板类量(U)	实际库存量(每			
			一人份为1个U;			
			采集双人份为 2			
			个 U; 不足 1 人份			
			根据实际采量按			
			小数计,合计量			
			有小数的四舍五			
			入)			

表 13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数 据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 270	DE11. 00. 056. 00	实际血浆量	血浆成品实际	N	N11, 2	
		(U)	库存量(按每			
			100 毫升 1U 统			
			计)			
HDSC00. 01. 271	DE11. 00. 057. 00	调入全血量	由省内血站调	N	N11, 2	
		(U)	入本站的全血			
			量			
HDSC00. 01. 272	DE11. 00. 058. 00	调入红细胞类	由省内血站调	N	N11, 2	
		成分量(U)	入本站的红细			
			胞类成分血量			
HDSC00. 01. 273	DE11. 00. 059. 00	调入血浆类成	由省内血站调	N	N11, 2	
		分量 (U)	入本站的血浆			
			类成分血量			
HDSC00. 01. 274	DE11. 00. 060. 00	调入单采血小	由省内血站调	N	N11, 2	
		板量 (U)	入本站的单采			
			血小板量			
HDSC00. 01. 275	DE11. 00. 061. 00	调入 Rh(-)型	由省内血站调	N	N11, 2	
		红细胞量(U)	入本站的			
			Rh(-) 型 红 细			
			胞血量			
HDSC00. 01. 276	DE11. 00. 062. 00	调出全血量	调出本站至省	N	N11, 2	
		(U)	内其他血站的			
			全血量			
HDSC00. 01. 277	DE11. 00. 063. 00	调出红细胞类	调出本站至省	N	N11, 2	
		成分量(U)	内其他血站的			
			红细胞类成分			
			量			
HDSC00. 01. 278	DE11. 00. 064. 00	调出血浆类成	调出本站至省	N	N11, 2	
		分量 (U)	内其他血站的			
			- -			
HDSC00. 01. 279	DE11. 00. 065. 00	调出单采血小	调出本站至省	N	N11, 2	
		板量 (U)	内其他血站的			
			单采血小板量			
HDSC00. 01. 280	DE11. 00. 066. 00	调出 Rh(-)型	调出本站至省	N	N11, 2	
		红细胞量(U)	内其他血站的		•	
			Rh(-) 型红细			
			胞量			

表 13 统计报表数据元专用属性(续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元 允许值
HDSC00. 01. 281	DE11. 00. 067. 00	临床供全血总	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		量 (U)	构的全血总量			
			(每200毫升全血			
			统计为 1U)			
HDSC00. 01. 282	DE11. 00. 068. 00	临床供红细胞	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		类 Rh(-) 型量	构的红细胞类			
		(U)	Rh(-)型血量			
HDSC00. 01. 283	DE11. 00. 069. 00	临床供红细胞	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		类成分量(U)	构的红细胞类成			
			分量(按每袋			
			200ml 全血制备			
			为1世进行计算)			
HDSC00. 01. 284	DE11. 00. 070. 00	临床供血浆类	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		成分量(U)	构的血浆类成分			
			量 (按 100ml 为			
			1U 计算)			
HDSC00. 01. 285	DE11. 00. 071. 00	临床供手工分	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		离血小板量	构的手工分离血			
		(U)	小板(指从 200m1			
			全血中分离的浓			
			缩血小板)量			
HDSC00. 01. 286	DE11. 00. 072. 00	临床供机采血	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		小板量 (U)	构的机采血小板			
			量			
HDSC00. 01. 287	DE11. 00. 073. 00	临床供洗涤红	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		细胞量(U)	构的洗涤红细胞			
			量			
HDSC00. 01. 288	DE11. 00. 074. 00	临床供冰冻红	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		细胞量(U)	构的冰冻红细胞			
			量			
HDSC00. 01. 289	DE11. 00. 075. 00	临床供去白红	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		细胞量 (U)	构的去白红细胞			
			量			
HDSC00. 01. 290	DE11. 00. 076. 00	临床供辐照红	供应临床医疗机	N	N11, 2	
		细胞量 (U)	构的辐照红细胞			
			量			

5.2 数据元值域代码表

5.2.1 血液类别代码见表 14。

表14 CV. 01. 00. 001 血液类别代码表

值	值含义	说明
01	全血	
02	去白细胞全血	
03	浓缩红细胞	
04	去白细胞浓缩红细胞	
05	悬浮红细胞	
06	去白细胞悬浮红细胞	
07	洗涤红细胞	
08	冰冻红细胞	
09	冰冻解冻去甘油红细胞	
10	浓缩血小板	
11	混合浓缩血小板	
12	单采血小板	
13	去白细胞单采血小板	
14	新鲜液体血浆	
15	病毒灭活新鲜液体血浆	
16	新鲜冰冻血浆	
17	病毒灭活新鲜冰冻血浆	
18	单采新鲜冰冻血浆	
19	冰冻血浆	
20	病毒灭活冰冻血浆	
21	液体血浆	
22	病毒灭活液体血浆	
23	冷沉淀凝血因子	
24	单采粒细胞	

5. 2. 2 血液保存液代码见表 15。

表15 CV. 01. 00. 002 血液保存液代码表

值	值含义	说明
01	血液保存液 I (Anticoagulant Citrate	本品为枸橼酸钠、枸橼酸和葡萄糖的灭菌水溶液, 适
	Dextrose Solution I)	用于体外血液抗凝。
02	血液保存液Ⅱ(Anticoagulant Citrate	本品为枸橼酸钠、枸橼酸和葡萄糖的灭菌水溶液,适
	Dextrose Solution II)	用于血液的抗凝保存。
03	血液保存液III(Anticoagulant Citrate	本品为枸橼酸钠、枸橼酸、葡萄糖、腺嘌呤与磷酸二
	Dextrose Solution III)	氢钠混合制成的灭菌水溶液,适用于血液的抗凝保存。
04	红细胞保存液(Red Cell Storaging	本品为葡萄糖、腺嘌呤、甘露醇、氯化钠与磷酸二氢
	Solution)	钠加枸橼酸钠、枸橼酸制成灭菌水溶液, 用于红细胞
		的抗凝保存。

5.2.3 血液储存温度代码见表 16。

表16 CV. 01. 00. 003 血液储存温度代码表

值	值含义	说明
01	20°C~24°C	
02	2℃~6℃	
03	-18℃以下	
04	-65℃以下	
05	-120℃以下	

5. 2. 4 血液保存期代码见表 17。

表17 CV. 01. 00. 004 血液保存期代码表

值	值含义	说明
01	24 小时	
02	5 天	
03	21 天	
04	35 天	
05	1年	
06	4年	
07	10 年	

5.2.5 献血者暂缓献血屏蔽原因代码见表 18。

表18 CV. 01. 00. 005 献血者暂缓献血屏蔽原因代码表

值	值含义	说明
01	献血者健康征询不符合要求	
02	献血者年龄不符合要求	
03	献血者体重不符合要求	
04	献血者血压不符合要求	
05	献血者脉搏不符合要求	
06	献血者体温不符合要求	
07	献血者一般健康状况不符合要求	
	献血者献血前检测血红蛋白不符合要	
08	求	
	献血者献血前检测丙氨酸氨基转移酶	
09	不符合要求	
	献血者献血后检测丙氨酸氨基转移酶	
10	不符合要求	
11	全血献血间隔未满6个月	
	单采血小板后与全血献血间隔未满 4	
12	周	
13	其他需要暂缓献全血的原因	
	献血者献血前检测红细胞比容不符合	
14	要求	
	献血者献血前检测采血前血小板计数	
15	不符合要求	
	献血者献血后检测丙氨酸氨基转移酶	
16	不符合要求	
	全年单采血小板和血浆采集总量超过	
17	10L	
18	单采血小板次数大于24次/年	
19	单采血小板最短献血间隔未满 1 周	
20	单采血小板献血间隔未满 2 周	
	全血献血后与单采血小板献血间隔未	
21	满3个月	
22	其他需要暂缓献成分血的原因	

5.2.6 献血者永久献血屏蔽原因代码见表 19。

表19 CV. 01. 00. 006 献血者永久献血屏蔽原因代码表

值	值含义	说明
01	献血者健康征询不符合要求	
02	献血者一般健康状况不符合要求	
	献血者献血后检测乙型肝炎病毒检测	
03	不符合要求	
	献血者献血后检测丙型肝炎病毒检测	
04	不符合要求	
	献血者献血后检测艾滋病病毒检测不	
05	符合要求	
	献血者献血后检测梅毒试验不符合要	
07	求	
99	其他需要永久献血屏蔽的原因	

5.2.7 献血不良反应代码见表 20。

表20 CV. 01. 00. 007 献血不良反应代码表

值	值含义	说明
01	血肿	
02	晕针	
03	晕厥	
04	惊厥	
05	换气过度	
06	意外伤害	
07	空气栓塞	
08	静脉炎	
09	胃肠道反应	
99	其他	

5.2.8 血液制备状态代码见表 21。

表21 CV. 01. 00. 008 血液制备状态代码表

值	值含义	说明
01	未制备	
02	己分离	
03	分离生成	
04	已分装	
05	分装生成	

表21 CV. 01. 00. 008血液制备状态代码表(续)

值	值含义	说明
06	已转换	
07	转换生成	
08	己汇集	
09	汇集生成	

5.2.9 血液隔离与放行状态代码见表 22。

表22 CV. 01. 00. 009 血液隔离与放行状态代码表

值	值含义	说明
01	隔离	
02	待报废	
03	己报废	
04	已逐单位放行	
05	己批放行	
06	已发放	
07	己制备	
08	己调剂	

5. 2. 10 血液报废原因代码见表 23。

表23 CV. 01. 00. 010 血液报废原因代码表

值	值含义	说明
	人类免疫缺陷病毒(HIV)感染标志物	
01	的检测结果不合格	
	乙型肝炎病毒(HBV)感染标志物的检	
02	测结果不合格	
	丙型肝炎病毒 (HCV) 感染标志物的检	
03	测结果不合格	
	对献血者血液丙氨酸氨基转移酶(ALT)	
04	的检测结果不合格	
	梅毒螺旋体感染标志物的检测结果不	
05	合格	

表 23 CV. 01. 00. 010 血液报废原因代码表 (续)

值	值含义	说明
06	溶血	
07	脂血	
08	凝块	
09	破损	
10	黄疸指数	
11	乳糜血	
12	汽泡	
13	析出	
14	其他外观不符合要求	
15	容量不符合要求	
16	过期	
17	物料不符合要求	
18	血液质量控制检查	
19	保密性弃血	
20	既往献血史核查不符合要求	
21	屏蔽献血者献血	
99	其他报废原因	

5. 2. 11 血液接收来源代码见表 24。

表24 CV. 01. 00. 011 血液接收来源代码表

值	值含义	说明
01	全血采集	
02	成分血采集	
03	血液制备	
04	临床退血	
05	血液调剂	

5.2.12 血液发放去向代码见表 25。

表25 CV. 01. 00. 012 血液发放去向代码表

值	值含义	说明
01	发往临床用血机构	
02	血液制备	
03	血液调剂	
04	科学研究	
05	血液报废	
06	血液质量控制检查	

5. 2. 13 关键物料类别代码见表 26。

表26 CV. 01. 00. 013 关键物料类别代码表

值	值含义	说明
01	一次性采血针 (注射器)	
02	一次性使用去白细胞滤器	
03	一次性使用病毒灭活输血过滤器	
04	一次性单采耗材	
05	一次性使用塑料采血袋	
06	血袋标签	
07	血红蛋白检测试剂	
08	真空采血管	
09	检验试剂	

5. 2. 14 关键设备类别代码见表 27。

表27 CV. 01. 00. 014 关键设备类别代码表

值	值含义	说明
01	成分制备大容量离心机	
02	储血设备	
03	压力蒸气灭菌器	
04	采血秤	

5.2.15 塑料采血袋型号代码见表 28。

表28 CV. 01. 00. 015 塑料采血袋型号代码表

值	值含义	说明
01	单袋(S)	
02	双联袋 (D)	
03	三联袋 (T)	
04	四联袋 (Q)	
05	转移袋(Tr)	

5.2.16 检验试剂类别代码见表 29。

表29 CV. 01. 00. 016 检验试剂类别代码表

值	值含义	说明
01	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂	
02	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂	
03	艾滋病病毒抗体诊断试剂	
04	梅毒抗体诊断试剂	
05	丙氨酸氨基转移酶试剂	
06	血型试剂	
07	快速筛查试剂	
08	核酸检测试剂	

38